

Reanibex 500

Defibrillator Monitor
Desfibrilador Monitor
Défibrillateur Monitor



FEATURES

- Biphasic Manual and AED Defibrillator up to 360 Joules.
- Lightweight unit with monitoring capabilities (IEC 60601-2-27).
- Large colour display 5.7".
- 3-lead patient cable.
- Synchronized Cardioversion.
- Non-invasive pacing (optional).
- Universal AED algorithm for adult and paediatric patients.
- Pulse Oximetry with Masimo SET technology (optional).
- Automatic daily self-test ensures the device is always ready for use.
- CPR guidance according to international protocols (Factory set 2015 Guidelines (ERC/AHA)).
- USB connection (2 USB ports).
- Two battery options: non rechargeable and rechargeable.
- Rugged and compact design for use in any environment.
- User-friendly and very intuitive to use.

CARACTERÍSTICAS

- Desfibrilador Bifásico Manual y DEA hasta 360 Julios.
- Equipo ligero con capacidad de monitoreo (IEC 60601-2-27).
- Amplia pantalla color de 5,7".
- Cable de paciente de 3 latiguillos.
- Cardioversión sincronizada.
- Marcapasos no invasivo (opcional).
- Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.
- Pulsioximetría con tecnología Masimo SET (opcional).
- Chequeo diario para asegurar la disponibilidad del equipo.
- Ayuda a la RCP según protocolos internacionales (Guías 2015 (ERC/AHA) configuradas desde fábrica).
- Conexión a USB (2 puertos USB).
- Dos tipos de baterías: No recargable y recargable.
- Robusto y compacto para un uso fácil en cualquier entorno.
- Uso amigable y muy intuitivo.

CARACTÉRISTIQUES

- Défibrillateur Manuel et DEA avec Technologie bi-phasique jusqu'à 360 Joules.
- Équipement léger avec des capacités de monitoring (IEC 60601-2-27).
- Grand écran couleur 5,7".
- Câble de patient à 3 brins.
- Cardioversion synchronisée.
- Stimulateur cardiaque non invasive (optionel).
- Algorithme DEA universel pour patients adultes et pédiatriques.
- Pulsioximétrie Masimo SET technologie (optionelle).
- Autotest automatique quotidien assurant la disponibilité continue de l'appareil.
- Assistance RCP suivant protocoles internationaux (2015 Guidelines (ERC/AHA) factory set).
- Connexion USB (2 ports USB).
- Deux types de batteries: Non rechargeable et rechargeable.
- Robuste et compact à l'usage dans toutes sortes d'ambiances.
- Amicale et d'utilisation intuitive.



01 USB connection (2 USB ports: for connecting a USB memory Stick and a PC).
 Conexión USB (2 puertos USB: para conexión a USB memory Stick y a PC).
 Connexion USB (2 ports USB: pour connexion à USB memory Stick et au PC).



02 Status indicator. Always visible, even with the equipment switched off and without any supply.
 Indicador de estado. Siempre visible, incluso con el equipo apagado y sin alimentación.
 Indicateur d'état. Toujours visible, même avec l'appareil éteint et sans alimentation.



03 Ambulance bracket EN 1789:2007 certified.
 Soporte para Ambulancia certificado EN 1789:2007.
 Support pour Ambulance certifié EN 1789:2007.



04 3-lead patient cable.
 Cable de paciente de 3 latiguillos.
 Câble de patient à 3 brins.



05 Large Colour display (5,7") organised by functional areas.
 Amplia pantalla (5,7") organizada por zonas funcionales.
 Grand écran couleur (5,7") organisé par zones fonctionnelles.



06 CPR assistance with feed-back.
 Asistencia a la RCP con feed-back.
 Assistance à la RCP avec feed-back.



ACCESSORIES
· Carrying case.
· Ambulance bracket (EN 1789:2007 certified).
· 3-leadwire patient cable.
· Adult multifunction electrodes.
· Paediatrics multifunction electrodes.
· Masimo SET SpO2 probes.
· REANIBEX Data Manager: PC Software Application for managing the information recorded by the device.
· Rechargeable battery.
· Non rechargeable battery.

ACCESORIOS
· Bolsa de transporte.
· Soporte para Ambulancia (certificado EN 1789:2007).
· Cable de paciente de 3 latiguillos.
· Electrodo multifunción para adultos.
· Electrodo multifunción pediátricos.
· Transductores de SpO2 Masimo SET.
· REANIBEX Data Manager: Aplicación PC para gestión de todos los datos registrados por el equipo.
· Batería recargable.
· Batería no recargable.

ACCESSOIRES
· Sacoche de transport.
· Support pour Ambulance (certifié EN 1789:2007).
· Câble de patient à 3 brins.
· Électrodes multifonction pour adultes.
· Électrodes multifonction pédiatriques.
· Transducteur Pulsioximétrie Masimo SET.
· REANIBEX Data Manager: Logiciel PC pour la gestion de toutes les données enregistrées par l'appareil.
· Batterie rechargeable.
· Batterie non rechargeable.

OPTIONS
01 Non-invasive Pacing.
02 Pulse Oximetry.

OPCIONES
01 Marcapasos no invasivo.
02 Pulsioximetría.

OPTIONS
01 Stimulateur cardiaque non invasive.
02 Pulsioximétrie.