

Reanibex 700

Defibrillator Monitor
Desfibrilador Monitor
Défibrillateur Monitor



FEATURES

- Biphasic technology.
- Truncated Exponential Waveform adapted to patient's impedance.
- Simple and intuitive.
- Portable and lightweight.
- Control of the defibrillator and the printer from the paddles.
- Integrated paediatric paddles
- Operates from the mains (AC), from a vehicle battery (DC) and with its internal battery.
- Autotest when switched on and during operation.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología bifásica.
- Onda Exponencial Truncada adaptada a la impedancia del paciente.
- Sencillo e intuitivo.
- Portátil y ligero.
- Control del desfibrilador y de la impresora desde palas.
- Palas pediátricas integradas.
- Funcionamiento desde la red (AC), desde la batería de un vehículo (DC) y con su batería interna.
- Autotest en el encendido y durante el funcionamiento.

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie bi-phasique.
- Onde Tronquée Exponentielle adaptée à l'impédance du patient.
- Simple et intuitif.
- Portable et léger.
- Contrôle du défibrillateur et de l'imprimante depuis les palettes.
- Palettes pédiatriques intégrées.
- Fonctionnement sur secteur (CA), depuis la batterie d'un véhicule (CC) et avec sa batterie interne.
- Autotest à l'allumage et pendant le fonctionnement.



- 01
 “Compact Flash” memory card
 Tarjeta de memoria “Compact Flash”
 Carte mémoire “Compact Flash”

- 02
 Only two buttons in AED mode
 Sólo dos botones en el modo DEA
 Uniquement deux boutons dans la configuration DEA

- 03
 VT/VF alarm
 Alarma TV/FV
 Alarme TV/FV

- 04
 Visual and acoustic messages
 Mensajes visuales y sonoros
 Messages visuels et sonores



- 05
 Selector cover: Manual or AED
 Tapa selectora: Manual o DEA
 Couvercle de sélection: Manuel ou DEA



ACCESSORIES
· 4-lead patient cable.
· 5-lead patient cable (standard).
· 10-lead patient cable.
· Internal paddles.
· Multifunction electrodes.
· Carrying case.
· Ambulance bracket (EN 1789) certified.

ACCESORIOS
· Cable de paciente de 4 latiguillos.
· Cable de paciente de 5 latiguillos (estándar).
· Cable de paciente de 10 latiguillos.
· Palas Internas.
· Electrodo multifunción.
· Bolsa de transporte.
· Soporte para ambulancia certificado (EN 1789).

ACCESOIRES
· Câble de patient à 4 brins.
· Câble de patient à 5 brins (standard).
· Câble de patient à 10 brins.
· Palettes Internes.
· Électrodes multifonction.
· Sachet de transport.
· Support d’ambulance certifié (EN1789).

OPTIONS
01· “EL” electroluminescent screen.
02· Pulsioximetry.
03· Non invasive pacing.
04· “ECG Visor” software.
05· Automated External Defibrillator (AED)

OPCIONES
01· Pantalla electroluminiscente “EL”.
02· Pulsioximetría.
03· Marcapasos no invasivo.
04· Software “Visor ECG”.
05· Desfibrilador Externo Automatizado (DEA)

OPTIONS
01· Écran électroluminiscent “EL”.
02· Pulsioximétrie.
03· Stimulateur cardiaque non invasive.
04· Software “Visor ECG”.
05· Defibrillateur Externe Automatisé (DEA)

