

**Bexen cardio**  
Ready for life

## Reanibex 300 MANUAL

DEA con opción de  
paso a Manual

Bifásico con paso a Manual  
hasta 360 J

Algoritmo DEA universal para  
pacientes adultos y pediátricos

Dispositivo de ayuda a la RCP  
en tiempo real (Push Pad)

Posibilidad de configurar la  
pantalla en modo alto contraste

Modo "autoentrenamiento"  
en el mismo equipo



# Reanibex 300 MANUAL.

## Fácil e intuitivo en su uso.



### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología bifásica.
- Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.
- Amplia pantalla color de 5,7".
- Posibilidad de configurar la pantalla en modo alto contraste.
- Dispositivo "Push Pad", informa sobre la calidad de la frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas en tiempo real (opcional).
- Modo autoentrenamiento (opcional).
- Protocolo de RCP configurable.
- Configurado según las guías ERC/AHA de 2015 y su actualización de 2017.
- Autochequeo diario para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.
- Conexión a USB.
- Robusto y compacto para un uso fácil en cualquier entorno.
- Uso amigable y muy intuitivo.

### ACCESORIOS

- Electrodo desechable de desfibrilación para adulto y pediátrico.
- Electrodo de ECG de adulto y pediátrico.
- Bolsa de transporte (1).
- Soporte de ambulancia (certificada en EN1789:2007) (2).
- Cable de paciente de 3 latiguillos.
- Dispositivo "Push Pad".
- Batería recargable y batería no recargable (3).
- Cargador externo de batería.
- Cargador externo dual de baterías a 12V (CC) o 220V (CA).
- Aplicación "REANIBEX Data Manager" para gestión de todos los datos registrados por el equipo (PC).
- Batería recargable para el modo autoentrenamiento (4).



### Bexen cardio

Osatu, S.Coop.  
Edificio Zearrekobuelta  
Subida de Areitio, 5  
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220  
Fax: +34 943 170 227  
info@bexencardio.com  
www.bexencardio.com

