

Bexen cardio
Ready for life



Reanibex 500 EMS

El Monitor
Desfibrilador
multiparamétrico
más compacto
del mercado

Manual y DEA bifásico
hasta 360 J

Algoritmo DEA universal para
pacientes adultos y pediátricos

Marcapasos

SpO2

EtCO2

12 Derivadas

Visualización de hasta seis
derivadas en pantalla

Dispositivo de ayuda a la RCP
en tiempo real (Push Pad)

Transmisión de datos
(GSM, Bluetooth, USB)

Reanibex 500 EMS. Compacto. Ligero.



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología bifásica.
- Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.
- Equipo ligero con capacidad de monitorización multiparámetro.
- Cable de paciente de 4+6 latiguillos.
- Cardioversión sincronizada.
- Marcapasos no invasivo (opcional).
- Pulsioximetría con tecnología Masimo SET para pacientes adultos y pediátricos (opcional).
- Capnografía de Masimo para pacientes intubados y no intubados (opcional).
- Frecuencia respiratoria (opcional).
- Dispositivo "Push Pad", informa sobre la calidad de la frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas en tiempo real (opcional).
- Configurado según las guías ERC/AHA de 2015 y su actualización de 2017.
- Autochequeo diario para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.
- Transmisión (GSM, Bluetooth, USB...) a Servicios de Emergencia, Hospitales... configurable según las necesidades del usuario (opcional).

ACCESORIOS

- Electrodo desechable de desfibrilación para adulto y pediátrico.
- Electrodo de ECG para adulto y pediátrico.
- Bolsa de transporte (1).
- Soporte para Ambulancia (certificado EN 1789:2007) (2).
- Cable de paciente 4+6.
- Transductor SpO2.
- Sondas EtCO2.
- Dispositivo "Push Pad".
- Batería recargable y no recargable (3).
- Cargador externo de batería.
- Cargador externo dual de baterías a 12V (CC) y 220V (CA).
- Batería recargable para el modo autoentrenamiento (4).
- Aplicaciones "REANIBEX Data Manager, Data Link y Data Cloud" para la gestión de datos.



Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

