

Bexen cardio
Ready for life



Reanibex 500

Monitor
Desfibrilador
Manual/DEA,
con Marcapasos
y SpO2

Manual y DEA bifásico
hasta 360 J

Algoritmo DEA universal para
pacientes adultos y pediátricos

Dispositivo de ayuda a la RCP
en tiempo real (Push Pad)

Amplia pantalla color 5,7"

Posibilidad de configurar la
pantalla en modo
alto contraste

Modo "autoentrenamiento"

Reanibex 500.

Robusto y compacto.

Pulsioximetría con tecnología Masimo SET

Amplia pantalla (5,7")

Electrodos desechables de desfibrilación para adultos y pediátricos

Indicador del estado del equipo



2 puertos USB: para conexión a USB memory Stick y a PC

Ayuda a la RCP con feedback (dispositivo Push Pad)

Electrodos para pacientes adultos o pediátricos

Cable de paciente de 3 latiguillos

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología bifásica.
- Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.
- Equipo ligero con capacidad de monitorización (IEC 60601-2-27).
- Cable de paciente de 3 latiguillos.
- Cardioversión sincronizada.
- Marcapasos no invasivo (opcional).
- Pulsioximetría con tecnología Masimo SET (opcional).
- Dispositivo "Push Pad", informa sobre la calidad de la frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas en tiempo real (opcional).
- Amplia pantalla color de 5,7".
- Posibilidad de configurar la pantalla a modo alto contraste.
- Configurado según las guías ERC/AHA de 2015 y su actualización de 2017.
- Autochequeo diario para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.
- Conexión a USB (2 puertos USB).
- Robusto y compacto para un uso fácil en cualquier entorno.
- Uso amigable y muy intuitivo.

ACCESORIOS

- Electrodo desechable de desfibrilación para adulto y pediátrico.
- Electrodo de ECG para adulto y pediátrico.
- Bolsa de transporte (1).
- Soporte para Ambulancia (certificado EN 1789:2007) (2).
- Cable de paciente de 3 latiguillos.
- Transductores de SpO2 Masimo SET.
- Dispositivo "Push Pad".
- Batería recargable y batería no recargable (3).
- Cargador externo de batería.
- Cargador externo dual de baterías a 12V (CC) o 220V (CA).
- Aplicación "REANIBEX Data Manager" para gestión de todos los datos registrados por el equipo (PC).
- Batería recargable para el modo autoentrenamiento (4).



(1)



(3)



(2)



(4)

Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

